


## ウェスタンブロット、Elisa用 抗Slc17A5 ウサギポリクローナル抗体 - Q9Nra2

商品番号: CM0017063



### 前書き

ヒトSLC17A5（シアリン）に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットとELISAで検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性あり。リソソーム輸送およびシアル酸代謝の研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ    | 値                                                     |
|----------|-------------------------------------------------------|
| 製品名      | SLC17A5 ウサギ pAb                                       |
| 備考／別名    | SD; AST; NSD; SLD; ISSD; VEAT; SIASD; SIALIN; SLC17A5 |
| 種        | ヒト                                                    |
| GeneID   | 26503                                                 |
| 免疫原      | ヒトSLC17A5（NP_036566.1）のアミノ酸1-100に対応する合成ペプチド           |
| 由来       | ウサギ                                                   |
| カテゴリー    | ポリクローナル抗体                                             |
| 適用       | WB, ELISA                                             |
| 交差反応性    | マウス、ラット                                               |
| SWISS    | Q9NRA2                                                |
| タンパク質分子量 | 55kDa                                                 |
| 輸送       | 保冷バッグ                                                 |