

Wb、If-P、Elisa用抗Slc17A6ウサギポリクローナル抗体 - Q9P2U8

商品番号: CM0016475

前書き

SLC17A6/VGLUT2を標的とするウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロット、免疫沈降蛍光法、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。シナプス小胞および神経伝達物質輸送の研究に使用できます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SLC17A6ウサギpAb
備考／別名	DNPI; VGLUT2; SLC17A6
種	ヒト
GeneID (ヒト)	57084
GeneID	57084
免疫原	ヒトSLC17A6 (NP_065079.1) のアミノ酸500～582内の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9P2U8
タンパク質重量	64 kDa
輸送	保冷バッグ