

Wb、If/Icc、If-P、Elisa用 Anti-Slc17A7 ポリクローナル抗体 - Q9P2U7

商品番号: CM0014620

前書き

ヒトおよびマウスにおけるWB、IF/ICC、IF-P、ELISA用に検証された高品質な抗SLC17A7ウサギポリクローナル抗体。神経科学研究用の小胞性グルタミン酸トランスポーター1（VGLUT1）を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SLC17A7 ウサギ pAb
備考/別名	BNPI, VGLUT1, SLC17A7
種特異性	ヒト
遺伝子ID	57030
免疫原	組み換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9P2U7
タンパク質分子量	62kDa
発送条件	保冷バッグ