


Anti-Slc18A3 ウサギポリクローナル抗体（If-P、Ihc-P、Elisa対応） - Q16572

商品番号: CM0020130



前書き

SLC18A3 (VACHT)

ターゲットのウサギポリクローナル抗体。IF-P、IHC-P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。コリン作動性神経伝達およびシナプス小胞の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SLC18A3 Rabbit pAb
備考/別名	CMS21; VACHT; SLC18A3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6572
GeneID	6572
免疫原	ヒトSLC18A3 (NP_003046.2) のアミノ酸473-532に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	Q16572
タンパク質分子量	57kDa
配送	アイスパック