


抗Slc19A1（還元型葉酸トランスポーター）ウサギポリクローナル抗体（Wb、E lisa用） - P41440

商品番号: CM0012921



前書き

ヒトSLC19A1（還元型葉酸トランスポーター）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、ウエスタンブロットおよびELISAに適しています。葉酸輸送、メトトレキサート取り込み、環状ジヌクレオチド免疫シグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SLC19A1 Rabbit pAb
別名	RFC; CHMD; FOLT; IFC1; REFC; RFC1; hRFC; IFC-1; MEGAF; RFT-1; hSLC19A1; SLC19A1
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	6573
免疫原	ヒトSLC19A1 (NP_919231.1) のアミノ酸452-591番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P41440
タンパク質分子量	65kDa
輸送方法	氷袋