

Wb、If-P、Elisa用 抗Slc1A1 ウサギ ポリクローナル抗体 - P43005

商品番号: CM0030452



前書き

ウエスタンブロット、免疫蛍光法（IF-P）、およびELISA用に検証済みのウサギポリクローナル抗SLC1A1/EAAT3抗体。ヒト、マウス、ラットの興奮性アミノ酸トランスポーター3を検出します。神経科学、腎臓、酸化ストレス研究用。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SLC1A1 ウサギ pAb
備考/別名	DCBXA; EAAC1; EAAT3; SCZD18; hEAAC1; SLC1A1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6505
GeneID	6505
免疫原	ヒトSLC1A1 (NP_004161.4) のアミノ酸430-524に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P43005
タンパク質分子量	57kDa
輸送	保冷バッグ