


Wb、Elisa用 抗Slc1A4 ポリクローナル抗体 - P43007

商品番号: CM0016223



前書き

ウエスタンブロットおよびELISAで検証済みの、SLC1A4 (ASCT1, SATT)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットに反応。アミノ酸輸送および神経疾患研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	SLC1A4 ウサギ pAb
備考/別名	SATT, ASCT1, SPATCCM, SLC1A4
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6509
GeneID	6509
免疫原	ヒト SLC1A4 (NP_003029.2) のアミノ酸140-220に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P43007
タンパク質分子量	56kDa
発送	氷袋