


抗Slc1A4ポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用途） - P43007

商品番号: CM0025337



前書き

ウサギ由来抗SLC1A4ポリクローナル抗体で、ヒトの中性アミノ酸トランスポーターASCT1を標的としています。WB、IHC-P、ELISAでの実用性が検証済みで、マウスおよびラットと交差反応します。D-セリン恒常性やアミノ酸輸送機構の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SLC1A4 ウサギ pAb
別名	SATT; ASCT1; SPATCCM; SLC1A4
対象種	ヒト
遺伝子ID	6509
免疫原	ヒト SLC1A4（P43007）のアミノ酸400～500番領域内の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P43007
タンパク質分子量	56kDa
発送方法	氷袋梱包