


Anti-Slc1A5 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q15758

商品番号: CM0028724



前書き

ヒトSLC1A5 (ASCT2)

を標的とする高親和性ウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性があります。中性アミノ酸輸送および代謝シグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SLC1A5 Rabbit pAb
備考/別名	R16; AAAT; ATBO; M7V1; RDRC; ASCT2; M7VS1; SLC1A5
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6510
遺伝子ID	6510
免疫原	組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q15758
タンパク質分子量	57kDa
配送	アイスバッグ