

WbおよびElisa用 抗Slc1A7 ウサギポリクローナル抗体 - O00341

商品番号: CM0014749

前書き

ヒトSLC1A7 (EAAT5)
に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAに適しています。マウスとの交差反応性を示します。グルタミン酸トランスポーターおよび網膜研究アプリケーションに最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SLC1A7 ウサギ pAb
備考/別名	AAAT; EAAT5; SLC1A7
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6512
GeneID	6512
免疫原	ヒトSLC1A7 (NP_006662.3) のアミノ酸480-560に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	O00341
タンパク質分子量	61kDa
発送	保冷バッグ