

Anti-Slc20A1ポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - Q8Wum9

商品番号: CM0024883

前書き

WB、IF/ICC、ELISA用に検証済みのSLC20A1ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットを検出。ナトリウム依存性リン酸トランスポーター1であり、石灰化およびレトロウイルス受容体の研究に関連します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SLC20A1 Rabbit pAb
備考/別名	PIT1; GLVR1; PiT-1; Glvr-1; SLC20A1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6574
遺伝子ID	6574
免疫原	ヒト SLC20A1 (NP_005406.3) のアミノ酸257-356に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8WUM9
タンパク質分子量	74kDa
配送	アイスバッグ