

Wb・Elisa用抗Slc20A2ポリクローナル抗体 - Q08357

商品番号: CM0028165

前書き

SLC20A2 (PiT-2)
を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しており、ヒト、マウス、ラットと交差反応性を示します。リン酸輸送、骨石灰化、レトロウイルス侵入の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SLC20A2 Rabbit pAb
備考/別名	PIT2; RAM1; GLVR2; IBGC1; IBGC2; IBGC3; MLVAR; PIT-2; Ram-1; GLVR-2; SLC20A2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6575
GeneID	6575
免疫原	ヒト SLC20A2 (NP_001244110.1) のアミノ酸235-485に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q08357
タンパク質分子量	70kDa
発送方法	保冷剤