


抗Slc22A11ウサギポリクローナル抗体 (Wb, Elisa用) - Q9Nsa0

商品番号: CM0028454



前書き

WB、ELISAで検証済みの抗SLC22A11ウサギポリクローナル抗体（OAT4）。胎盤および腎臓の有機アニオントランスポーターであるヒト、マウス、ラットのSLC22A11を検出します。輸送研究や腎再吸収、胎盤ステロイド交換の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SLC22A11 ウサギpAb
備考/別名	OAT4; hOAT4; SLC22A11
種	ヒト
GeneID (ヒト)	55867
GeneID	55867
免疫原	組換えタンパク質 ヒトSLC22A11 (NP_060954.1) のアミノ酸40-140に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NSA0
タンパク質重量	60kDa
配送	アイスパック