


Anti-Slc22A5 (Octn2) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - O76082

商品番号: CM0021871



前書き

高親和性カルニチン輸送体であるSLC22A5 (OCTN2) を標的とするウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットでのWB、IF/ICC、ELISAが検証済みです。カルニチン代謝、腸管恒常性、および原発性カルニチン欠乏症の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SLC22A5 Rabbit pAb
備考/別名	CDSP; OCTN2; SLC22A5
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6584
遺伝子ID	6584
免疫原	ヒトSLC22A5 (NP_003051.1) のアミノ酸430-529を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O76082
タンパク質分子量	63kDa
配送	氷袋