


Wb・Elisa用 Anti-Slc22A6 ウサギポリクローナル抗体 - Q4U2R8

商品番号: CM0019377



前書き

ヒトSLC22A6（OAT1）有機アニオントランスポーターに対するウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISAに適しており、ヒトとラットに交差反応性を示します。腎臓の薬物トランスポーターおよび薬物動態研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SLC22A6 Rabbit pAb
備考／別名	OAT1; PAHT; HOAT1; ROAT1; SLC22A6
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	9356
遺伝子ID	9356
免疫原	ヒトSLC22A6（NP_004781.2）のアミノ酸31～135番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, ラット
SWISS	Q4U2R8
タンパク質分子量	62kDa
発送	氷袋