

Anti-Slc22A7 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q9Y694

商品番号: CM0012998

前書き

ヒトSLC22A7 (OAT2/NLT)に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAに適しています。マウスおよびラットのサンプルと交差反応します。薬物輸送および腎臓/肝機能の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SLC22A7 Rabbit pAb
備考/別名	NLT; OAT2; hOAT11; SLC22A7
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10864
免疫原	ヒトSLC22A7 (NP_696961.2) のアミノ酸50-142に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y694
タンパク質分子量	60kDa
配送	アイスバッグ