

Wb、Elisa用 Anti-Slc23A2 ポリクローナル抗体 - Q9Ugh3

商品番号: CM0031031

前書き

ヒトSLC23A2 (SVCT2)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISAに適しています。ヒトおよびマウスを検出します。アスコルビン酸輸送およびナトリウム依存性ビタミンC取り込みの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SLC23A2 ウサギ pAb
備考/別名	NBTL1; SVCT2; YSPL2; SLC23A1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9962
GeneID	9962
免疫原	ヒトSLC23A2 (NP_005107.4) のアミノ酸551-650に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9UGH3
タンパク質分子量	70kDa
発送	保冷バッグ