

If/Icc、Elisa用 抗Slc24A5 ウサギポリクローナル抗体 - Q71Rs6

商品番号: CM0014383

前書き

ヒトSLC24A5（ナトリウム/カリウム/カルシウム交換輸送体5）を標的とするウサギポリクローナル抗体。IF/ICCおよびELISA用。メラノソームイオン輸送と色素沈着に関与し、アルビニズム研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SLC24A5 ウサギ pAb
備考/別名	JSX; OCA6; NCKX5; SHEP4; SLC24A5
種	ヒト
GeneID (ヒト)	283652
GeneID	283652
免疫原	ヒトSLC24A5（NP_995322.1）のアミノ酸220-300に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q71RS6
タンパク質分子量	55kDa
輸送	保冷バッグ