

Wb、Elisa用抗Slc25A1ポリクローナル抗体 - P53007

商品番号: CM0022308

前書き

ヒトSLC25A1（ミトコンドリアクエン酸トランスポーター）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAでバリデーション済み。マウスおよびラットと交差反応します。代謝研究およびがん研究への応用に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SLC25A1ウサギpAb
備考／別名	SLC25A1; CTP; D2L2AD; SEA; SLC20A3; 溶質輸送体ファミリー25メンバー1
種	ヒト
GeneID（ヒト）	6576
GeneID	6576
免疫原	合成ペプチド ヒトSLC25A1（NP_005975.1）のアミノ酸14～124内の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P53007
タンパク質分子量	34kDa
輸送	保冷バッグ