

Anti-Slc25A1ポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - P53007

商品番号: CM0018257

前書き

ヒトSLC25A1に対するポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのSLC25A1内在性レベルを検出します。ミトコンドリアクエン酸輸送および代謝研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SLC25A1 Rabbit pAb
備考/別名	CIC; CTP; SEA; CMS23; D2L2AD; SLC20A3; SLC25A1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6576
GeneID	6576
免疫原	ヒトSLC25A1 (NP_005975.1) のアミノ酸1-311に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P53007
タンパク質分子量	34kDa
配送	氷袋