

Wb、Elisa用抗Slc25A11ポリクローナル抗体 - Q02978

商品番号: CM0021204

前書き

SLC25A11（ミトコンドリア2-オキソグルタル酸/リンゴ酸輸送体）を標的とする研究用ウサギポリクローナル抗体です。WBおよびELISAでの実用性が検証済みで、ヒトおよびマウスと交差反応します。ミトコンドリア代謝やアポトーシス研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SLC25A11 ウサギ pAb
別名	OGC, PGL6, SLC20A4, SLC25A11
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	8402
遺伝子ID	8402
免疫原	ヒト SLC25A11 (NP_003553.2) のアミノ酸1〜100番内の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
分類	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q02978
タンパク質分子量	34kDa
発送方法	保冷剤