

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Slc25A11ポリクローナル抗体 - Q02978

商品番号: CM0028836

前書き

SLC25A11 (OGC)

ターゲットのウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。ミトコンドリア2-オキシグルタル酸/リンゴ酸輸送タンパク質を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SLC25A11 Rabbit pAb
備考/別名	OGC; PGL6; SLC20A4; SLC25A11
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8402
GeneID	8402
免疫原	ヒトSLC25A11 (NP_003553.2) のアミノ酸1-100以内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q02978
タンパク質分子量	34kDa
配送	氷袋