


抗Slc25A12ポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - O75746

商品番号: CM0016736



前書き

ヒトSLC25A12に対するウサギ由来ポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの性能が確認済みです。ヒト、マウス、ラットと反応します。ミトコンドリアのアスパラギン酸/グルタミン酸輸送および代謝シャトルの研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SLC25A12 ウサギ pAb
別名	AGC1; DEE39; ARALAR; EIEE39; SLC25A12
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	8604
遺伝子ID	8604
免疫原	ヒトSLC25A12 (NP_003696.2) のアミノ酸1-180番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
産生源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O75746
タンパク質分子量	75kDa
輸送方法	保冷剤