


Anti-Slc25A12 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, If-P, Ihc-P, Ip, Elisa - O75746

商品番号: CM0002751



前書き

ヒトSLC25A12（ミトコンドリアアスパラギン酸/グルタミン酸アンチporter）を標的とする組換えウサギモノクローナル抗体。WB、IF-P、IHC-P、IP、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。ミトコンドリア輸送および代謝研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SLC25A12 Rabbit mAb
備考/別名	AGC1; DEE39; ARALAR; EIEE39; SLC25A12
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	8604
遺伝子ID	8604
免疫原	組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, IHC-P, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O75746
タンパク質分子量	75 kDa
配送	アイスバッグ