

Wb、Elisa用 Anti-Slc25A13 ポリクローナル抗体 - Q9Ujs0

商品番号: CM0016336



前書き

ヒト、マウス、ラットサンプルにおけるWBおよびELISAで検証済みのAnti-SLC25A13ポリクローナル抗体。ミトコンドリアのアスパラギン酸/グルタミン酸アンチporterおよびシトリンの機能研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SLC25A13 ウサギ pAb
備考/別名	CTLN2; NICCD; CITRIN; ARALAR2; SLC25A13
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10165
免疫原	ヒトSLC25A13のアミノ酸1-300に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_001153682.1)
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UJS0
タンパク質分子量	74kDa
発送	保冷バッグ