

Anti-Slc25A13/Citrin Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Ujs0

商品番号: CM0004175



前書き

ヒトSLC25A13/シトリン (SWISS: Q9UJS0) に対する高品質なウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済みであり、マウスおよびラットとの交差反応性があります。ミトコンドリア輸送および代謝性疾患の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SLC25A13/Citrin Rabbit mAb
備考/別名	SLC25A13; ARALAR2; CITRIN; CTLN2; solute carrier family 25 member 13; SLC25A13/Citrin
種	ヒト
GeneID	10165
免疫原	ヒトSLC25A13/Citrin (NP_055066.1) のアミノ酸1-300に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UJS0
タンパク質分子量	74kDa
配送	アイスバッグ