

Anti-Slc25A14 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - O95258

商品番号: CM0017397

前書き

WBおよびELISAで検証されたSLC25A14 (UCP5/BMCP1)

ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと反応します。ミトコンドリアキャリアおよび代謝研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	詳細
製品名	SLC25A14 Rabbit pAb
備考/別名	UCP5; BMCP1; SLC25A14
種	ヒト
GeneID	9016
免疫原	ヒトSLC25A14 (NP_001269124.1) のアミノ酸25-200に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O95258
タンパク質分子量	36kDa
配送	氷袋