

WbおよびElisa用抗Slc25A16ウサギポリクローナル抗体 - P16260

商品番号: CM0021763

前書き

グレーブス病に関連するミトコンドリア・コエンザイムAトランスポーターSLC25A16を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAに適しており、ヒト、マウス、ラットとの交差反応性があります。ミトコンドリア研究および自己免疫研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SLC25A16 ウサギpAb
備考／別名	GDA; GDC; ML7; hML7; HGT.1; D10S105E; SLC25A16
種	ヒト
GeneID	8034
免疫原	ヒトSLC25A16のアミノ酸200～300内の配列に対応する合成ペプチド (NP_689920.1)
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P16260
タンパク質分子量	36 kDa
配送	保冷バッグ