

Wb、If/Icc、Elisa用Anti-Slc25A17ポリクローナル抗体 - O43808

商品番号: CM0014372

前書き

ヒトSLC25A17

(PMP34)を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAアプリケーションで検証済みです。ヒトおよびマウスのSLC25A17（ペルオキシソーム補因子トランスポーター）を検出します。ペルオキシソーム生物学の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SLC25A17 Rabbit pAb
備考/別名	PMP34; SLC25A17
種	ヒト
GeneID	10478
免疫原	ヒトSLC25A17 (NP_006349.1) のアミノ酸150-250以内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	O43808
タンパク質分子量	35kDa
配送	アイスバッグ