

Wb、If/Icc、Elisa用抗Slc25A19ポリクローナル抗体 - Q9Hc21

商品番号: CM0018113

前書き

ヒトSLC25A19（ミトコンドリア・チアミンピロリン酸キャリア）に対するウサギポリクローナル抗体です。ヒトおよびマウスに反応し、WB、IF/ICC、ELISA applicationsに適しています。ミトコンドリア輸送および関連疾患の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SLC25A19ウサギpAb
備考／別名	DNC; TPC; MUP1; MCPHA; MTPPT; THMD3; THMD4; SLC25A19
生物種	ヒト
GeneID（ヒト）	60386
GeneID	60386
免疫原	組換えタンパク質 ヒトSLC25A19（NP_068380.3）のアミノ酸1〜80に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9HC21
タンパク質分子量	36 kDa
輸送	保冷バッグ