

抗Slc25A19ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - Q9Hc21

商品番号: CM0016781

前書き

ヒトSLC25A19（ミトコンドリア性チアミンピロリン酸輸送体）に対するウサギポリクローナル抗体です。WB、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みで、マウスと交差反応します。ミトコンドリア輸送研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SLC25A19 ウサギpAb
略号/別名	DNC; TPC; MUPI; MCPHA; MTPPT; THMD3; THMD4; SLC25A19
対象種	ヒト
GeneID	60386
免疫原	ヒトSLC25A19（NP_068380.3）のアミノ酸1〜80番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
応用用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9HC21
タンパク質分子量	36kDa
発送方法	氷袋梱包