

Wb、Elisa用 Anti-Slc25A20 ポリクローナル抗体 - O43772

商品番号: CM0013411

前書き

ヒトSLC25A20（ミトコンドリアカルニチン/アシルカルニチンキャリア、CACT）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性があります。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SLC25A20 Rabbit pAb
備考/別名	CAC; CACT; SLC25A20
種	ヒト
GeneID	788
免疫原	合成ペプチド ヒトSLC25A20（NP_000378.1）のアミノ酸1-100に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O43772
タンパク質分子量	33kDa
発送	保冷バッグ