

Wb、If/Icc、Elisa用 抗Slc25A20 ウサギポリクローナル抗体 - O43772

商品番号: CM0028145

前書き

ヒトおよびラットのWB、IF/ICC、ELISAで検証済みのSLC25A20（CAC/CACT）に対するウサギポリクローナル抗体。脂肪酸酸化に必須のミトコンドリアカルニチン/アシルカルニチンキャリアを標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SLC25A20 ウサギ pAb
備考/別名	CAC; CACT; SLC25A20
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	788
遺伝子ID	788
免疫原	ヒトSLC25A20（NP_000378.1）のアミノ酸1-301に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	O43772
タンパク質分子量	33kDa
発送	保冷バッグ