

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Slc25A21ウサギポリクローナル抗体 - Q9Bqt8

商品番号: CM0022132

前書き

SLC25A21ウサギポリクローナル抗体は、ウエスタン
ブロット、IHC-
P、ELISAでの検証が完了しています。ヒトおよびラ
ットのミトコンドリア2-
オキシジカルボン酸キャリア（ODC）、33kDaを検出
します。代謝輸送およびリジン異化研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SLC25A21 ウサギ pAb
備考/別名	ODC; ODC1; MTDPS18; SLC25A21
種	ヒト
GeneID (ヒト)	89874
GeneID	89874
免疫原	合成ペプチド（ヒトSLC25A21 (NP_085134.1) のアミノ酸148-247領域内の配列に対応する合成ペプチド）
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q9BQT8
タンパク質分子量	33kDa
発送	氷袋梱包