

Wb、If/Icc、Elisa用抗Slc25A23ポリクローナル抗体 - Q9Bv35

商品番号: CM0015715

前書き

SLC25A23に対するウサギポリクローナル抗体。アデニンヌクレオチドプールとカルシウム取り込みを調節するミトコンドリアATP-Mg/Piキャリアです。ヒト、マウス、ラットのサンプルにおけるWB、IF/ICC、ELISAで検証済み（52 kDa）。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SLC25A23ウサギpAb
備考/別名	APC2; MCSC2; SCAMC3; SCaMC-3; SLC25A23
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	79085
免疫原	ヒトSLC25A23のアミノ酸1～160に相当する配列を含む組換え融合タンパク質（NP_077008.2）。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9BV35
タンパク質分子量	52kDa
配送	保冷バッグ