

Wb、If/Icc、Elisa用 Anti-Slc25A24 ポリクローナル抗体 - Q6Nuk1

商品番号: CM0016563



前書き

SLC25A24

ウサギポリクローナル抗体は、WB、IF/ICC、ELISA用に検証済みです。ヒト、マウス、ラットと交差反応性があります。ミトコンドリアATP-Mg/PiキャリアSCaMC-1（53 kDa）を標的とします。ミトコンドリアヌクレオチド輸送とカルシウム恒常性に関する研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SLC25A24 ウサギ pAb
備考/別名	APC1; SCAMC1; SCAMC-1; SLC25A24
種	ヒト
GeneID (ヒト)	29957
GeneID	29957
免疫原	組換えタンパク質 ヒトSLC25A24 (NP_037518.3) のアミノ酸1-200に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q6NUK1
タンパク質分子量	53kDa
発送	保冷バッグ