

WbおよびElisa用抗Slc25A26ウサギポリクローナル抗体 - Q70Hw3

商品番号: CM0020841

前書き

ヒトSLC25A26に対するウサギポリクローナル抗体。
WBおよびELISAに適しており、マウスとも交差反応します。メチル化および輸送研究を目的とした、ミトコンドリアS-
アデノシルメチオニン輸送体タンパク質を標的とします。分子量：29 kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SLC25A26ウサギpAb
備考／別名	SAMC; COXPD28; SLC25A26
種	ヒト
GeneID	115286
免疫原	ヒトSLC25A26のアミノ酸105～185に相当する配列を含む組換え融合タンパク質（NP_775742.4）
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q70HW3
タンパク質分子量	29kDa
配送	保冷剤