

Wb、If/Icc、Elisa用抗Slc25A27ポリクローナル抗体 - O95847

商品番号: CM0013329

前書き

ヒトSLC25A27（UCP4）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。ミトコンドリア脱共役および代謝ストレス研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SLC25A27ウサギpAb
備考／別名	UCP4；SLC25A27
種	ヒト
GeneID（ヒト）	9481
GeneID	9481
免疫原	合成ペプチド ヒトSLC25A27（NP_004268.3）のアミノ酸201～300に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O95847
タンパク質分子量	36kDa
配送	保冷剤