

Wb、If/Icc、Elisa用抗Slc25A38ポリクローナル抗体 - Q96Dw6

商品番号: CM0013515

前書き

ヘム合成に関与するミトコンドリア性グリシントランスporterであるヒトSLC25A38を標的とするポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスのサンプルを使用したWB、IF/ICC、ELISAで検証済みです。赤血球造血およびアポトーシス研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SLC25A38 Rabbit pAb
備考/別名	SIDBA2; SLC25A38
種	ヒト
GeneID (ヒト)	54977
GeneID	54977
免疫原	ヒトSLC25A38 (NP_060345.2) のアミノ酸1-100に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q96DW6
タンパク質分子量	34kDa
配送	氷袋