

Wb、If-P、Elisa用 Anti-Slc25A39 ポリクローナル抗体 - Q9Bzj4

商品番号: CM0020108

前書き

WB、IF-P、ELISAアプリケーション用のAnti-SLC25A39ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットに反応性あり。ミトコンドリアグルタチオントランスポーターを標的とし、酸化還元生物学や赤血球生成研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SLC25A39 ウサギ pAb
備考/別名	CGI69; CGI-69; SLC25A39
種	ヒト
GeneID (ヒト)	51629
GeneID	51629
免疫原	組換えタンパク質 ヒトSLC25A39 (NP_001137252.1) のアミノ酸170-250に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9BZJ4
タンパク質分子量	39kDa
配送	保冷バッグ