

Wb、Ihc-P、If/Icc、Ip、Elisa用 抗Slc25A4/Ant1 モノクローナル抗体 - P12235

商品番号: CM0003159

前書き

ヒトSLC25A4/ANT1（ADP/ATPトランスロカーゼ1）に対するウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、IP、ELISAでKO検証済み。ヒト、マウス、ラットを検出。ミトコンドリア輸送および生体エネルギー研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメーター	値
製品名	[KO検証済み] SLC25A4/ANT1 ウサギmAb
備考/別名	TI1; ANT; AAC1; ANT1; PEO2; PEO3; ANT 1; PEOA2; MTDPS12; MTDPS12A
種	ヒト
GeneID (ヒト)	291
GeneID	291
免疫原	ヒトSLC25A4/ANT1（NP_001142.2）のアミノ酸100-200に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P12235
タンパク質分子量	33kDa
輸送	保冷バッグ