

Wb、If/Icc、Elisa用 Anti-Slc25A4/Ant1 ポリクローナル抗体 - P12235

商品番号: CM0013982

前書き

ヒトSLC25A4/ANT1（ADP/ATPトランスロカーゼ1）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。ADP/ATP輸送、ミトコンドリア脱共役、および関連疾患の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SLC25A4/ANT1 ウサギ pAb
別名	T1; ANT; AAC1; ANT1; PEO2; PEO3; ANT 1; PEOA2; MTDPS12; MTDPS12A; SLC25A4/ANT1
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	291
免疫原	合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P12235
タンパク質分子量	33kDa
発送方法	保冷剤