

抗Slc26A11ポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q86Wa9

商品番号: CM0022314

前書き

ヒトSLC26A11（ナトリウム非依存性硫酸アニオントランスポーター）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しており、マウスと交差反応します。腎臓、脳、トランスポーター生物学の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SLC26A11 ウサギpAb
別名	SLC26A11
対象種	ヒト
遺伝子ID	284129 (ヒト)
免疫原	合成ペプチド：ヒトSLC26A11 (NP_001159819.1) のアミノ酸500～600番区内の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q86WA9
タンパク質分子量	65kDa
輸送方法	保冷剤