

ウェスタンブロットおよびElisa用 抗Slc26A2ウサギポリクローナル抗体 - P50443

商品番号: CM0018261



前書き

ヒトSLC26A2を標的とするウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。硫酸輸送および軟骨発達障害の研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SLC26A2 ウサギ pAb
備考/別名	DTD; EDM4; DTDST; MST153; D5S1708; MSTP157; SLC26A2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1836
GeneID	1836
免疫原	ヒトSLC26A2 (NP_000103.2) のアミノ酸1-111に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P50443
タンパク質分子量	82kDa
輸送	氷袋