


WbおよびElisa用 Anti-Slc26A3 ポリクローナル抗体 - P40879

商品番号: CM0028685



前書き

SLC26A3 (DRA/CLD)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。塩化物-重炭酸塩交換体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。大腸癌およびイオン輸送研究に有用。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SLC26A3 ウサギ pAb
備考/別名	CLD, DRA, SLC26A3
種	ヒト
遺伝子ID	1811
免疫原	組換えタンパク質 ヒトSLC26A3 (NP_000102.1) のアミノ酸505-764に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P40879
タンパク質分子量	85kDa
発送	保冷バッグ