

WbおよびElisa用Anti-Slc26A6ポリクローナル抗体 - Q9Bxs9

商品番号: CM0018726



前書き

ウェスタンブロット（WB）およびELISA用、ヒトSLC26A6（ペンドリン様タンパク質1）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ヒトサンプルで検証済みであり、腎臓や膵臓における酸塩基平衡およびイオン輸送に関与するアニオン交換輸送体の研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SLC26A6 Rabbit pAb
備考/別名	SLC26A6
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	65010
遺伝子ID	65010
免疫原	ヒトSLC26A6 (NP_599025.2) のアミノ酸509-758に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9BXS9
タンパク質分子量	83kDa
配送	氷袋