

Wb、Elisa用抗Slc26A9ウサギポリクローナル抗体 - Q7Lbe3

商品番号: CM0019285



前書き

イオン輸送体および塩化物チャネルであるヒトSLC26A9に対する高品質なウサギポリクローナル抗体です。WBおよびELISAで検証済みで、ヒトおよびマウスとの交差反応性を有します。呼吸器および上皮輸送の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SLC26A9 Rabbit pAb
備考/別名	SLC26A9
種	ヒト
GeneID (ヒト)	115019
GeneID	115019
免疫原	ヒトSLC26A9 (NP_443166.1) のアミノ酸500～660に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q7LBE3
タンパク質分子量	87kDa
輸送	保冷バッグ