

ウエスタンブロット、If/Icc、Elisa用 抗Slc27A1 ウサギポリクローナル抗体 - Q6Pcb7

商品番号: CM0017050

前書き

SLC27A1

ウサギポリクローナル抗体は、ウエスタンブロット、I
F/ICC、ELISAで検証済みで、ヒト、マウス、ラット
との交差反応性があります。脂質代謝における長鎖脂
肪酸輸送タンパク質1を研究します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SLC27A1 ウサギ pAb
備考/別名	FATP; FATP1; ACSVL5; FATP-1; SLC27A1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	376497
免疫原	ヒトSLC27A1の510-646アミノ酸配列に対応する組換え融合タンパク質 (NP_940982.1)
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q6PCB7
タンパク質分子量	71kDa
発送	保冷バッグ