

Ihc-P、Elisa用 Anti-Slc27A6 ポリクローナル抗体 - Q9Y2P4

商品番号: CM0021963

前書き

IHC-PおよびELISAアプリケーション用のSLC27A6 / FATP6に対するウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスのSLC27A6（長鎖脂肪酸輸送体およびアシル-CoAリガーゼ、70 kDa）を検出します。心臓、胎盤、副腎の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SLC27A6 ウサギ pAb
備考/別名	SLC27A6; ACSVL2; FACVL2; FATP6; VLCS-H1; solute carrier family 27 member 6
種	ヒト
GeneID	28965
免疫原	組換えタンパク質 ヒトSLC27A6（NP_054750.1）のアミノ酸506-600に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9Y2P4
タンパク質分子量	70kDa
輸送	氷袋