

WbおよびElisa用抗Slc28A2ウサギポリクローナル抗体 - O43868

商品番号: CM0022982

前書き

ヒトSLC28A2（CNT2）に対するウサギポリクローナル抗体で、ウエスタンブロットおよびELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットでバリデーション済みです。プリンヌクレオシド輸送研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SLC28A2 ウサギpAb
備考/別名	CNT2、HCNT2、SPNT1、HsT17153、SLC28A2
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	9153
遺伝子ID	9153
免疫原	合成ペプチド ヒトSLC28A2（NP_004203.2）のアミノ酸350～450に相当する配列内の合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O43868
タンパク質分子量	72 kDa
輸送	保冷バッグ